

更正事项一：
原招标文件第二章 投标人须知前附表中

21	确定核心产品	☐ 属于单一产品采购项目 ☒ 属于非单一产品采购项目 其中五种致泻性大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（多重荧光 PCR 法）为核心产品。
----	--------	---

现更正为：

21	确定核心产品	☐ 属于单一产品采购项目 ☒ 属于非单一产品采购项目 其中军团菌试剂 20T 为核心产品。
----	--------	---

更正事项二：
原招标文件第四章 采购需求中：

2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

详见附录 1。

采购明细详细内容附件：

第二包 2025 年重大公共卫生服务补助资金（提前下达）-食品细菌试剂耗材 10 万

鉴定试剂

序号	购置试剂/耗材名称	规格型号	预算单价（元）	单位	数量
1	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	24T/盒（基因：hip0）	1200	盒	1
2	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	25T/盒（基因：foxA）	1250	盒	1
3	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（食品样本）	10T/盒，用于食品样本弯曲菌的分离培养。由蛋白胨水、促生长增菌液、特殊孔径滤膜、双孔板培养基组成。	1400	盒	6
4	弯曲菌定量检测试剂盒	5T/盒，用于食品样本弯曲菌的定量分离培养。由蛋白胨水、改良 Karmali 选择性平板、特殊孔径滤膜、样本稀释液等组成。	900	盒	14

5	蜡样芽孢杆菌毒力基因三重核酸检测试剂盒（探针法）	25T/盒（基因：cesB、hblC、nheB）	2427	盒	1
6	副溶血性弧菌tlh/tdh/trh三重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）	50T/盒	4450	盒	1
7	沙门氏菌血清型核酸检测试剂盒	25T/盒	5000	盒	1
●8	五种致泻性大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法）	50T/盒 目标菌：EPEC（基因bfpB、escV）、STEC/EHEC（基因：escV、stx1、stx2）、ETEC（基因：elt、estla、estlb）、EIEC（基因：invE）	6500	盒	2
9	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌毒力基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50T/盒（基因：bon）	2650	盒	1

培养基试剂

序号	购置试剂/耗材名称	规格型号	预算单价（元）	单位	数量
1	营养琼脂平板	9cm	3.95	个	250
2	胰酪胨大豆羊血琼脂平板（TSSB）	9cm	4.3	个	160
3	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸(TSC)琼脂培养基	9cm	14	个	40
4	胰蛋白胨大豆琼脂平板	9cm	5	个	120
5	伊红美蓝琼脂平板	9cm	5.1	个	50
6	液体硫乙醇酸盐培养基	10mL	6.35	支	120
7	氧化酶试纸	10片/盒	35	盒	5
8	血平皿	9cm	5.4	个	350
9	无盐胰胨水（生化管）	20支/盒	39	盒	1
10	弯曲菌生化检测试剂盒	20T	340	盒	2
11	四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液	10mL	6.65	支	100
12	四号琼脂平板	9cm	7.35	个	40
13	沙门氏菌显色培养基（第二代）平板	9cm	12.45	个	160
14	三糖铁管	5mL	6.65	支	100
15	乳糖-明胶生化管	20支/盒	40	盒	5
16	庆大霉素琼脂平板	9cm	7.35	个	40
17	平板计数琼脂	250g/瓶	128	瓶	1
18	庖肉培养基管 15mL	15mL	12	支	40
19	尿素酶生化管	20支/盒	28	盒	2
20	脑心浸出液肉汤 BHI	10 mL	4.95	支	120

21	萘啶酮酸	5.0mg/ 支	5.6	支	90
22	麦康凯琼脂平板（含结晶紫）	9cm	5.65	个	50
23	马铃薯葡萄糖琼脂 PDA	250g/瓶	128	瓶	1
24	氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液	10mL	8	支	100
25	磷酸盐缓冲液 (PH7.2)	9mL	6.65	支	40
26	磷酸盐缓冲液	225mL	8.2	袋	90
27	李斯特氏菌显色培养基平板	9cm	20.95	个	180
28	碱性蛋白胨水	225mL	8.2	袋	20
29	碱性蛋白胨水	10mL	6.4	支	20
30	缓冲动力-硝酸盐培养基	250g/瓶	120	瓶	1
31	缓冲动力硝酸盐培养基（生化管）	20 支/盒	60	盒	10
32	缓冲蛋白胨水	225mL	8.2	袋	50
33	弧菌显色平板	9cm	20.1	个	70
34	含铁牛乳培养基	10mL	16.7	支	60
35	含 50mL 明胶磷酸盐缓冲液的均质袋	50mL	10	袋	20
36	含 225mL 营养肉汤均质袋	225mL	8.2	袋	60
37	含 225mL 磷酸盐缓冲液均质袋	225mL	8.2	袋	40
38	含 225mL 缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋	225mL	8.2	袋	90
39	含 225mL 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋	225mL	8.2	袋	40
40	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 （TSA-YE）平板	9cm	5.65	个	160
41	革兰氏染色液	套	31	套	1
42	哥伦比亚血琼脂平板	9cm	6	个	250
43	改良 Karmali 选择性琼脂平板	9cm	14	个	40
44	冻干兔血浆	0.5mL	6	支	110
45	半固体琼脂管	6mL	8	支	120
46	阪崎杆菌显色培养基平板（DFI 琼脂平 板）	9cm	12.45	个	20
47	吡啶黄素	3.0mg	5.6	支	90
48	XLT4 琼脂平板	9cm	5	个	100
49	XLD 琼脂平板	9cm	8.2	个	80
50	VRBGA 琼脂	250g/瓶	112	瓶	1
51	VRBA 琼脂	250g/瓶	116	瓶	1
52	TPGYT 肉汤管	15mL	10	支	40
53	TCBS 琼脂平板	9cm	6.5	个	70
54	TBX 琼脂	1000mL/ 瓶	540	瓶	3
55	SIM 动力培养基（生化管）	20 支/盒	30	盒	4
56	RS 琼脂平板（Rimmler-ShottsAgar）	250g/瓶	320	瓶	1
57	PALCAM 琼脂平板	9cm	10.75	个	220
58	MYP 平板	9cm	3.95	个	340
59	MRS 培养基	250g/瓶	232	瓶	1

60	MPC 琼脂培养（乳平板计数琼脂）	250g/瓶	128	瓶	1
61	mLST-Vm	10mL	10.9	支	20
62	MC 培养基	250g/瓶	96	瓶	1
63	LB2 增菌液（吡啶黄素、萘啶酮酸）	10mL	12.6	支	120
64	LB1 增菌液（吡啶黄素、萘啶酮酸）	225mL	20	袋	110
65	BS 平板	9cm	6.5	个	80
66	Baird-Parker 琼脂平板	9cm	8.2	个	220
67	9mL 缓冲蛋白胨水	9mL	6.4	支	40
68	900mL BPW	900mL	31	袋	8
69	8%NaCl 胰胨水（生化管）	20 支/盒	28	盒	1
70	6%NaCl 胰胨水（生化管）	20 支/盒	28	盒	1
71	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板	9cm	5.65	个	40
72	3%氯化钠三糖铁管	5mL	6.65	支	20
73	3%过氧化氢酶试剂（生化管）	20 支/盒	35	盒	2
74	10%NaCl 胰胨水（生化管）	20 支/盒	28	盒	1
75	0.85%生理盐水	9mL	6.55	支	120
76	0.1%蛋白胨水	225mL	8.2	袋	20
77	0.1%蛋白胨水	9mL	6	支	80
78	30mL 肠道菌增菌肉汤管	30mL	16	支	60
79	含 225mL GVC 增菌液均质袋	225mL	15	袋	20
80	改良马铃薯葡萄糖琼脂培养基（mPDA）平板	9cm	9	个	20
81	PCFA 培养基平板	9cm	12	个	20
82	卵黄琼脂	9cm	8	个	50

现更正为：

第四包 2025 重大传染病防控-水和环境项目-细菌所 7 万

军团菌检测试剂 2.73 万元

序号	货物名称	参数要求	规格型号	预算单价（元）	单位	数量
1	军团菌非饮用水预处理套装（2 瓶/盒）	1. 每箱含 2 瓶军团菌预处理试剂可检测 100 个非饮用水样品用于检测冷却水、冷凝水等非饮用水样品的前处理 2. 产品保存：粉末状或水解后可储存在 15-30℃	2 瓶/盒	2600	盒	1
2	●军团菌试剂 20T	1. 军团菌试剂，酶底物法检测生活饮用水及其水源水、空调冷凝水、冷却水、淋浴水、娱乐用水中嗜肺军团菌。	20 个/箱	3500	箱	5

		2. Snap 包装的试剂： a) 有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用 b) 有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全每个试剂上有批号，每个试剂上有到期时间：日/月/年。 3. 敏感性：能够精确检出 100ml 样品中 1 个嗜肺军团菌。可检测饮用水（如管网水、浴室水等）和非饮用水（如冷凝水、冷却水等）样品。				
3	军团菌定量盘 20T	定量盘包装上有批号，定量盘包装上有到期时间； 通过密封性测试合格； 敏感性：军团菌定量盘，有 6 个大孔格和 90 个小孔格。无须稀释可检测 2272MPN/100ml 嗜肺军团菌。出厂前通过质控测试，封好的孔格耐受 18 磅的压力，不会由于定量盘叠加受力造成孔与孔之间的串连以及破损，影响结果。	20 个/箱	2400	箱	3

培养基试剂 4.27 万元

序号	货物名称	规格参数	预算单价（元）	单位	数量
1	营养琼脂平板	90mm，无菌平板，包装内需附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	4.3	个	620
2	孟加拉红琼脂平板	90mm，无菌平板，包装内附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	6.8	个	630
3	孟加拉红培养基（颗粒）	250g/瓶	128	瓶	1

4	无菌生理盐水管（内附采样棉签）10mL	采样管盖与拭子一体成型，方便取出拭子杆；可直立式设计，无需试管架，管身自带刻度，便于定量取样，有滴液口滴取样液，方便将采集后混匀的样液定量滴到平板培养基上进行定量检测，无需其它工具。	6.8	个	700
5	快速菌落总数测试片	无菌型，类似琼脂的凝胶层作为干燥培养基基层，非无纺布基层，圆形基层更类似于培养皿形状便于观察菌落,边缘有阻水圈更有效地减少液体的渗出	16	个	300
6	快速霉菌酵母菌检测片	无菌型，类似琼脂的凝胶层作为干燥培养基基层，非无纺布基层，圆形基层更类似于培养皿形状便于观察菌落,边缘有阻水圈更有效地减少液体的渗出	9	个	40
7	双料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管）	无管盖锁扣，只需单手开盖方便省力；胶塞密封试管，保证密封性；特殊设计的集气结构，集气空间大且易观察；管口径 1.8cm、15cm 长的试管，无菌型，每支 10mL 灌装量	8.95	支	580
8	伊红美蓝琼脂平皿	90mm，无菌平板，包装内需附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	6	个	40
9	7.5%氯化钠肉汤管（环境水样检测）	10mL/支，采样管盖与拭子一体成型，方便取出拭子杆；可直立式设计，无需试管架，管身自带刻度，便于定量取样，有滴液口滴取样液，方便将采集后混匀的样液定量滴到平板培养基上进行定量检测，无需其它工具。	6.8	个	580
10	Baird-Parker 琼脂平板	90mm，无菌平板，包装内需附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	8.8	个	20
11	血平皿	90mm，无菌平板，包装内需附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	5.4	个	15

12	冻干兔血浆	0.5mL/支	6	支	40
13	革兰氏染色液	10mL*4 瓶	34	盒	1
14	脑心浸出液肉汤	10mL*20 支	4.95	支	20
15	51 孔定量盘	与程控定量仪配套使用	10	个	100
16	Minimal Medium ONPG-MUG 培养基	与定量盘配套使用	18	个	100
17	无菌取样瓶（含硫代硫酸钠）	无菌，有 100 mL 刻度线，	5	个	100
18	军团菌诊断血清	22 种/盒	8000	盒	1
19	GVPC 琼脂平板	90mm，无菌平板，包装内需附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	17	个	50
20	BCYE 琼脂平板	90mm，无菌平板，包装内需附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	16	个	30
21	BCYE-CYS 琼脂平板	90mm，无菌平板，包装内需附有吸水干燥剂，以保证平板水分平衡，每个塑料平板边缘需喷有产品名称标识，以便清晰知道拆包后平板的品种	16	个	30
22	120mL 取样瓶（无硫代硫酸钠）	无菌	8.5	个	200
23	一次性巴斯德吸管	5mL，100 只/包，无需单独包装	28	包	21
24	5mL 巴氏吸管（独立包装）	独立灭菌包装，100 支/盒	23	包	13